

## 1. Identification Produit

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Designation: | Sonde d'Intubation Tracheale avec Ballonnet Basse Pression Ch. 4.0 mm |
| SKU:         | 112480/4                                                              |
| Marque:      | MediUnit Clinical                                                     |
| Categorie:   | Anesthesie & Voies Aeriennes                                          |

## 2. Caracteristiques Techniques

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Conditionnement:                   | Unite                                          |
| DiameTre Interne (ID):             | 4.0 mm                                         |
| Ballonnet:                         | Grand volume basse pression (HVLP)             |
| Embout:                            | Murphy eye atraumatique                        |
| Connecteur:                        | Standard 15 mm                                 |
| SteRilisation:                     | ETO Sterile                                    |
| Taux TVA:                          | 20%                                            |
| Prix TTC:                          | 31.34 MAD                                      |
| Disponibilite:                     | En stock (Expedie sous 24h)                    |
| DeLai De Livraison:                | Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National) |
| Stock Physique Disponible:         | 67 unites                                      |
| Date De PeRemption La Plus Proche: | 2029-09-30                                     |
| Statut Stock:                      | En stock (Expedie sous 24h)                    |
| Date De PeRemption:                | 2029-09-30                                     |
| CateGorie Sage:                    | Famille 013                                    |
| Fournisseur:                       | ULTIMED                                        |

## 3. Conforme & Documentation

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Certificat CE:   | Disponible sur demande ou dans le pack conforme |
| Sterilisation:   | Sterile EO                                      |
| Conditionnement: | Unite                                           |

## 4. Description Clinique

La sonde d'intubation endotracheale avec ballonnet Ch. 4.0 mm est realisee en PVC thermosensible medical transparent. Ballonnet basse pression a grand volume (HVLP) assurant une etancheite tracheale optimale tout en protegeant la microcirculation muqueuse tracheale. Dotee de l'il de Murphy et d'une ligne radio-opaque.