

1. Product Identification

Designation:	Sonde D'intubation Subglottique 5
SKU:	RUS100380-000050
Brand:	Rusch
Category:	Anesthesia & Airway

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
MateRiau:	Silicone medical de qualite superieure
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite CE / ISO:	Certifie CE classe III
Usage Clinique:	Usage unique, destine aux soins intensifs
CaracteRistiques:	Longueur 70 cm, diametre 5 mm, pointe atraumatique, emballage individuel sterile
Longueur:	70 cm
SteRilite:	Sterile

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

La Sonde d'Intubation Subglottique 5 , avec son SKU RUS100380-000050 , est un dispositif medical essentiel concu specifiquement pour repondre aux exigences rigoureuses des soins intensifs. Fabriquee a partir de silicone medical de qualite superieure , cette sonde assure une biocompatibilite optimale et une minimisation des reactions allergiques potentielles, garantissant ainsi la securite du patient lors de l'intervention medicale. Dotee d'une sterilisation a l'oxyde d'ethylene (EO) , notre sonde offre une solution sterile prete a l'emploi, indispensable pour les environnements medicaux sensibles. Avec une pointe atraumatique , elle est specifiquement concue pour reduire le risque de traumatisme tissulaire lors de l'insertion, ce qui est crucial pour garantir des procedures sures et efficaces. La sonde mesure 70 cm de longueur avec un diametre de 5 mm , ce qui en fait un choix parfaitement adapte pour une utilisation subglottique. Classee sous CE classe III , elle repond a toutes les normes de conformite necessaires, assurant ainsi aux professionnels medicaux une confiance totale dans l'integrite et la performance du produit.