

## 1. Identification Produit

<b>Designation:</b>	Sonde D'intubation Subglottique 5
<b>SKU:</b>	RUS100380-000050
<b>Marque:</b>	Rusch
<b>Categorie:</b>	Anesthesie & Voies Aeriennes

## 2. Caracteristiques Techniques

<b>Conditionnement:</b>	Unite
<b>MateRiau:</b>	Silicone medical de qualite superieure
<b>SteRilisation:</b>	Oxyde d'ethylene (EO)
<b>Conformite CE / ISO:</b>	Certifie CE classe III
<b>Usage Clinique:</b>	Usage unique, destine aux soins intensifs
<b>CaracteRistiques:</b>	Longueur 70 cm, diametre 5 mm, pointe atraumatique, emballage individuel sterile
<b>Longueur:</b>	70 cm
<b>SteRilite:</b>	Sterile

## 3. Conformite & Documentation

<b>Certificat CE:</b>	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
<b>Sterilisation:</b>	Sterile EO
<b>Conditionnement:</b>	Unite

## 4. Description Clinique

La Sonde d'Intubation Subglottique 5 , avec son SKU RUS100380-000050 , est un dispositif medical essentiel concu specifiquement pour repondre aux exigences rigoureuses des soins intensifs. Fabriquee a partir de silicone medical de qualite superieure , cette sonde assure une biocompatibilite optimale et une minimisation des reactions allergiques potentielles, garantissant ainsi la securite du patient lors de l'intervention medicale. Dotee d'une sterilisation a l'oxyde d'ethylene (EO) , notre sonde offre une solution sterile prete a l'emploi, indispensable pour les environnements medicaux sensibles. Avec une pointe atraumatique , elle est specifiquement concue pour reduire le risque de traumatisme tissulaire lors de l'insertion, ce qui est crucial pour garantir des procedures sures et efficaces. La sonde mesure 70 cm de longueur avec un diametre de 5 mm , ce qui en fait un choix parfaitement adapte pour une utilisation subglottique. Classee sous CE classe III , elle repond a toutes les normes de conformite necessaires, assurant ainsi aux professionnels medicaux une confiance totale dans l'integrite et la performance du produit.