

1. Identification Produit

Designation:	Sonde de Foley 2 Voies Silicone CH 16 / Ballonnet 30cc Greatcare (Ref. GCU200316)
SKU:	GCU200316
Marque:	Greatcare
Categorie:	Urologie

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite / Boite
ReFeRence Fabricant:	GCU200316
Type:	Sonde de Foley 2 voies
Calibre:	CH 16 / Fr 16 (5.3 mm)
Volume Ballonnet:	30 cc / 30 ml
Valve:	Valve plastique rigide pour embout Luer
ExtreMite:	Bout rond atraumatique avec 2 illets opposes
MateRiau:	Silicone medical haute biocompatibilite
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Conformite:	CE / ISO 13485
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Casablanca 24h / National 48h
Taux TVA:	20%
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite / Boite

4. Description Clinique

La sonde urinaire de Foley 2 voies Greatcare CH 16 avec ballonnet 30 ml (30cc) (Ref. GCU200316) est un dispositif medical sterile a demeure destine au sondage vesical et au drainage urinaire continu. Fabriquee avec valve plastique rigide securisee pour un gonflage etanche et fiable du ballonnet de retention symetrique. Dotee d'un il lateral atraumatique poli thermiquement et d'une surface siliconee reduisant les incrustations et irritations uretrales. Conforme aux exigences chirurgicales et urologiques CE et ISO 13485.