

1. Identification Produit

Designation:	Sonde de Foley Pediatrique 2 Voies Silicone CH 8 / Ballonnet 3-5cc Greatcare (Ref. GCU200109)
SKU:	GCU200109
Marque:	Greatcare
Categorie:	Urologie

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite / Boite
ReFeRence Fabricant:	GCU200109
Type:	Sonde de Foley pediatrique 2 voies
Calibre:	CH 8 / Fr 8 (2.7 mm)
Volume Ballonnet:	3 - 5 cc / ml
Valve:	Valve plastique rigide pour embout Luer
ExtreMite:	Bout atraumatique pediatrique poli
MateRiau:	Silicone medical haute biocompatibilite
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Conformite:	CE / ISO 13485
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Casablanca 24h / National 48h
Taux TVA:	20%
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite / Boite

4. Description Clinique

La sonde urinaire de Foley 2 voies pediatrique Greatcare CH 8 avec ballonnet 3 a 5 ml (3-5cc) (Ref. GCU200109) est specialement concue pour le sondage urinaire pediatrique et neonatal atraumatique. Equpee d'une valve plastique rigide de gonflage et d'un mandrin de guidage pour faciliter l'insertion. Sa conception ultra-souple en silicone medical assure un confort optimal et previent tout traumatisme uretral chez le nourrisson et l'enfant. Conforme aux normes CE et ISO 13485.