

1. Product Identification

Designation:	Speculum Nasal (Greatcare) (Multi-Tailles)
SKU:	GRE-Z2R5B6
Brand:	Greatcare
Category:	ENT & Diagnostic

2. Technical Specifications

Packaging:	Unit
Material:	Acier Inoxydable 304
Sterilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite CE / ISO:	Certifie CE
Usage Clinique:	Usage professionnel en clinique ou hopital
Caracteristiques:	Multi-Tailles, Bords arrondis, Emballage individuel sterile
Available Sizes:	S, M, L
Taille:	S, M, L
Sterilite:	Sterile

3. Compliance & Documentation

CE Certificate:	Available on request or in the compliance pack
Sterilization:	Sterile EO
Packaging:	Unit

4. Clinical Description

Le Speculum Nasal Greatcare est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements cliniques et hospitaliers modernes grâce à son matériau de construction en acier inoxydable 304 de qualité supérieure. Ce matériau est reconnu pour sa biocompatibilité exceptionnelle, garantissant ainsi une interaction inerte avec les tissus biologiques et réduisant les risques de réactions allergiques ou inflammatoires chez les patients. Le design du speculum intègre un mécanisme ergonomique qui facilite son maniement par les professionnels de santé, assurant un usage à la fois sûr et efficace. La stérilisation du Speculum Nasal est réalisée par Oxyde d'éthylène (EO), ce qui confère au dispositif médical un niveau de sécurité microbiologique supérieur, indispensable dans la prévention des infections nosocomiales. Grâce à ses bords arrondis, ce speculum offre une performance atraumatique, minimisant ainsi le risque de blessure sur les tissus nasaux délicats lors des examens ou procédures. Disponible en multi-tailles, ce produit est certifié CE, assurant sa conformité avec les normes européennes strictes en matière de dispositifs médicaux. Chaque unité est emballée individuellement de manière stérile, garantissant une hygiène optimale jusqu'au moment de son utilisation. Destiné à un usage professionnel dans les cliniques et hôpitaux, le Speculum Nasal Greatcare est un outil indispensable pour les professionnels désireux de fournir des soins de haute qualité et sécurisés.