

1. Identification Produit

Designation:	Sonde d'Aspiration Tracheale avec Valve de Controle CH 14 / 14FR Greatcare (Ref. GCR102114)
SKU:	GCR102114
Marque:	Greatcare
Categorie:	Anesthesie & Voies Aeriennes

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite / Boite
ReFeRence Fabricant:	GCR102114
Calibre:	CH 14 / 14FR (4.7 mm)
Type De Connecteur:	Valve de controle digital (Fingertip control valve)
Code Couleur:	Vert (norme ISO)
ExtreMite Distale:	Bout rond atraumatique avec 2 yeux lateraux
MateRiau:	PVC medical thermosensible sans phtalates
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (ETO)
Conformite:	CE / ISO 13485
Taux TVA:	20%
Disponibilite:	En stock (Expedie sous 24h)
DeLai De Livraison:	Expedie sous 24h (Casablanca) / 48h (National)
Stock Disponible:	11875 unites
Statut Stock:	En stock (Expedie sous 24h)
Date De PeRemption:	2031-05-31

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite / Boite

4. Description Clinique

La sonde d'aspiration tracheale avec valve de controle Greatcare CH 14 / 14FR (Ref. GCR102114) est destinee a l'aspiration bronchique, tracheale et buccale des secretions et mucosites chez les patients intubes, tracheotomises ou en detresse respiratoire. Equipee d'un connecteur ergonomique avec valve de controle au doigt (Finger-Tip Control Valve) permettant une maitrise instantanee de la depression d'aspiration. Fabriquee en PVC medical thermosensible transparent a extremite distale ronde atraumatique et deux illets lateraux polis pour prevenir toute lesion tissulaire. Conforme CE et ISO 13485.