

FICHE TECHNIQUE

1. Identification Produit

Designation:	Ureteroscope Souple A Usage Unique
SKU:	OTU-100RR
Marque:	MediUnit Clinical
Categorie:	Urologie

2. Caracteristiques Techniques

Conditionnement:	Unite
MateRiau:	Polyurethane medical
SteRilisation:	Oxyde d'ethylene (EO)
Conformite CE / ISO:	CE
Usage Clinique:	Usage unique
CaracteRistiques:	Flexible et atraumatique
Longueur:	600 mm
SteRilite:	Sterile

3. Conformite & Documentation

Certificat CE:	Disponible sur demande ou dans le pack conformite
Sterilisation:	Sterile EO
Conditionnement:	Unite

4. Description Clinique

Le Ureteroscope Souple A Usage Unique, modele OTU-100RR, est une innovation de pointe destinee aux professionnels de sante se specialisant dans les interventions urologiques. Confectionne en polyurethane medical, ce produit affiche une biocompatibilite superieure, assurant la securite et le confort des patients pendant les procedures endourologiques delicates. Le dispositif est concu pour un usage unique, eliminant ainsi tout risque de contamination croisee, soulignant l'engagement envers un standard eleve de pratique hygienique. Ses dimensions compactes, 5 Fr de diametre avec une longueur de 600 mm, permettent une manipulation aisee et une penetration precise, atteignant efficacement les zones cibles au sein de l'appareil urinaire. Dote d'une pointe flexible et atraumatique, il garantit un passage en douceur, minimisant l'inconfort pour le patient et optimisant ainsi les resultats des procedures. L'ergonomie a ete soigneusement etudiee pour offrir une maniabilite optimale, permettant aux cliniciens de naviguer avec precision et confiance. Ce dispositif est sterilise a l'aide de l'oxyde d'ethylene (EO), assurant une desinfection complete. Conforme aux normes CE rigoureuses, il resulte d'un processus de fabrication robuste respectant des niveaux eleves de qualite et de fiabilite. Cet instrument medical sterile est emballe individuellement, garantissant sa sterilité jusqu'au moment de l'utilisation. Le Ureteroscope Souple A Usage Unique se presente comme un outil essentiel dans l'arsenal des solutions offertes par les specialistes urologues pour des interventions sures et efficaces.